



Airless Packmittel für Flächendesinfektionsmittel  
(Biozide, Sporizide)

#### Volumen

500 ml und 1.000 ml

#### Pumpe

Trigger

#### Zertifizierung

DIN EN ISO 15378

#### Vorteile

- Sterilisierbar
- 360° Anwendung
- Schutz vor toten Keimen
- Schutz vor Kontamination
- Hohe Restentleermenge
- Airless bag-in-bottle Technologie



### Anwendungsbereiche

Fertigungsräumlichkeiten (Reinräume) für Pharmazeutika, Arzneimittel

#### Hauptsitz

Gaplast GmbH

Wurmansauer Straße 22  
82442 Saulgrub-Altenau  
Deutschland

#### Gaplast GmbH

August-Moralt-Straße 9  
86971 Peiting  
Deutschland

[www.gaplast.de](http://www.gaplast.de)

[info@gaplast.de](mailto:info@gaplast.de)  
+49 (0) 8845 7413 0